

# itinhaler®

Protec Som®  
Laboratoire

## Chambre d'inhalation 100% silicone

flexible



Grâce à sa composition minérale,  
Itinhaler® est :

- Très performant
- Très pratique
- Sain et sûr
- Incassable
- Stérilisable

Disponible en pharmacies

ACL Itinhaler Nourrisson : 9590227

ACL Itinhaler - 6 ans : 9590233

ACL Itinhaler + 6 ans : 9590256

Prise en charge Tips/LPP


En cas de difficultés contactez Protec Som :

02 33 88 70 94 / [www.protecsom.com](http://www.protecsom.com)

*Itinhaler® est une nouvelle chambre d'inhalation spécialement conçue par Protec'Som pour améliorer l'observance et l'utilisation quotidienne. Fabriqué en 100% silicone, Itinhaler® est performant, flexible, facile à transporter, incassable, totalement sûr, réutilisable et s'adapte à tous les aérosols doseurs communément utilisés.*

## **Efficace**

Fabriqué en 100% silicone, Itinhaler® est une chambre d'inhalation de large volume (325 ml). Grâce à sa forme optimisée, à sa fabrication en silicone très peu électrostatique et ultra-glissant, Itinhaler® est très performant dans la délivrance du principe actif.



## **Pratique:** souple, se plie et s'adapte à tous les aérosols doseurs

Itinhaler® est souple : il passe d'un large volume lors de son utilisation à un volume réduit très facile à transporter lorsqu'il est plié ou "chiffonné". Il peut être transporté aisément dans une poche, un sac, un cartable...

Grâce à son orifice de raccordement totalement flexible, Itinhaler® s'adapte à tous les aérosols doseurs habituellement utilisés.

## **Très sûr et biocompatible**

Itinhaler® est fabriqué dans le même silicone que celui utilisé pour les implants comme les valves cardiaques ou les implants mammaires. Itinhaler® respecte l'écologie humaine, il est sans allergènes et sans composants chimiques nocifs.

## **Incassable**

Le silicone est flexible et très résistant, il est incassable et il est très difficile de le déchirer. Il ne devient pas dangereux comme le plastique ou le métal cassés peuvent le devenir pour les patients et le personnel soignant.

## **Réutilisable**

Itinhaler® passe en autoclave, il supporte d'être chauffé jusqu'à 200°C. Il supporte tous les protocoles normalisés de stérilisation en milieu hospitalier. Il peut ainsi être utilisé de nombreuses fois à l'hôpital, patient après patient.